

NÄYTTEENOTTO-OHJE LUONNONVARAISEN RIISTAN TRIKIININÄYTTEILLE

Tämä ohjeistus perustuu lihentarkastusasetukseen (MMM 590/2014) sekä EU:n trikiiniasetukseen (EU 2015/1375).

- Luonnonvaraisen riistan ruhosta tulee ottaa **kaksi** vähintään 25 g lihasnäytettä, mieluiten ensisijaisista näytteenottokohdista:
 - Villisika: etujalka, kieli ja pallea
 - Karhu: pallea, puremalihakset ja kieli
 - Mäyrän, nutrian, majavan, ilveksen, ja muiden mahdollisten trikiinin isäntäeläinten näytteistä toinen otetaan poskilihaksista ja toinen palleapilareista
 - Hylkeen näytteet otetaan palleasta, kielestä tai takajana lihaksista
 - Toissijaisesti näytteet voidaan ottaa pallean kylki- tai rintaosista tai kieli-, poski- tai vatsalihaksesta
- Näytteen tulee olla poikkijuovaista lihaskudosta, EI rasvaa, sidekudosta tai sisäelimiä.
- Kunkin eläimen näytteet pakataan ruhokohtaiseen tiiviiseen näytepussiin. Postittaessa näyte tulee pakata kaksinkertaiseen nestetiiviiseen pakkaukseen, joiden väliin lisätään imeytysainetta (kuten talouspaperia) näytepussin vuotamisen varalta. Näyte ei saa vuotaa postituksen aikana tai tahria näytesaatetta.
- Täytetty näytelähetelomake toimitetaan laboratorioon näytteiden mukana. Näytelomakkeeseen tulee eritellä eri eläimistä otetut näytteet ja merkitä näytteet siten, että ne ovat selkeästi tunnistettavissa laboratoriossa. Näytelomakkeen tulee olla pakattu siten, että se pysyy näytteen yhteydessä myös kuljetuksen aikana, mutta suojattuna näytteestä irtoavalta kudostesteeltä.

Lihasnäytteet on toimitettava laboratorioon mahdollisimman pikaisesti tai säilytettävä ennen analyysiä jääkaappilämpötilassa, jossa näyte säilyy jopa kaksi viikkoa. Lihasnäytettä ei saa pakastaa.

Kymen Ympäristölaboratorio vastaanottaa näytteitä Kuusankoskella arkisin klo 8–16. Näytteet voi toimittaa laboratorioon myös postitse tai palvelupisteidemme kautta (lisätiedot osoitteessa www.kymlab.fi).

Lisätietoja (arkisin klo 8–16) näytteiden vastaanotto p. 05 544 3300